

Produktblatt Spinalkanülen

Punktionsnadel zur Spezialanästhesie

Bierstraße 111
D-31246 Lahstedt

Tel. +49 (0)51 74 / 92 03 73
Fax +49 (0)51 74 / 92 03 74
e-mail lifamed@t-online.de
www.lifamed.de



Mit Edelstahl-Mandrin — Extrem glatte Kanülenoberfläche — Griffstück mit handhabungsgerechter Form sichert präzise Führung — Transparentes Griffstück erlaubt sofortige Kontrolle und vermeidet Liquorverlust — Kerbenmarkierung am Ansatz zeigt konkrete Schlifffposition an — Farbkodiert nach DIN EN ISO 6009 — LUER-LOCK Ansatz — Autoklavierbar bis 121°C

Punktionsnadel nach Quincke zur Spezialanästhesie



Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VPE
SPN1890	Kanüle 1,25 x 90 mm, 18 G x 3 1/2"	rosa	20/1000
SPN1970	Kanüle 1,10 x 70 mm, 19 G x 2 1/4"	elfenbein	20/1000
SPN1990	Kanüle 1,10 x 90 mm, 19 G x 3 1/2"	elfenbein	20/1000
SPN2070	Kanüle 0,90 x 70 mm, 20 G x 2 3/4"	gelb	20/1000
SPN2090	Kanüle 0,90 x 90 mm, 20 G x 3 1/2"	gelb	20/1000
SPN2190	Kanüle 0,80 x 90 mm, 21 G x 3 1/2"	grün	20/1000
SPN2270	Kanüle 0,70 x 70 mm, 22 G x 2 3/4"	schwarz	20/1000
SPN2290	Kanüle 0,70 x 90 mm, 22 G x 3 1/2"	schwarz	20/1000
SPN2390	Kanüle 0,65 x 90 mm, 23 G x 3 1/2"	blau	20/1000
SPN2590	Kanüle 0,50 x 90 mm, 25 G x 3 1/2"	orange	20/1000
SPN2790	Kanüle 0,40 x 90 mm, 27 G x 3 1/2"	grau	20/1000
SPN2990	Kanüle 0,34 x 90 mm, 29 G x 3 1/2"	rot	20/1000

Set: Spinalkanüle Quincke mit Führungskanüle

SPN2591	Kanüle 0,5 x 90 mm, 25 G x 3 1/2" mit Führungskanüle 0,9 x 38 mm	orange	20/1000
SPN2791	Kanüle 0,4 x 90 mm, 27 G x 3 1/2" mit Führungskanüle 0,9 x 38 mm	grau	20/1000
SPN2991	Kanüle 0,34 x 90 mm, 29 G x 3 1/2" mit Führungskanüle 0,8 x 38 mm	rot	20/1000

Punktionsnadel nach Pencil Point zur Spezialanästhesie



Auch zur Fruchtwasserungersuchung geeignet

Die bleistiftähnliche Spitze nach Whitacre miniert den postspinalen Kopfschmerz

Art.-Nr.	Artikelbezeichnung	Farbe	VPE
PP2090	Kanüle 0,90 x 90 mm, 20 G x 3 1/2"	gelb	20/1000
PP2290	Kanüle 0,70 x 90 mm, 22 G x 3 1/2"	schwarz	20/1000
PP2590	Kanüle 0,50 x 90 mm, 25 G x 3 1/2"	orange	20/1000
PP2790	Kanüle 0,40 x 90 mm, 27 G x 3 1/2"	grau	20/1000
PP2990	Kanüle 0,34 x 90 mm, 29 G x 3 1/2"	rot	20/1000

Set: Spinalkanüle Pencil Point mit Führungskanüle

PP2591	Kanüle 0,5 x 90 mm, 25 G x 3 1/2" mit Führungskanüle 0,9 x 38 mm	orange	20/1000
PP2791	Kanüle 0,4 x 90 mm, 27 G x 3 1/2" mit Führungskanüle 0,9 x 38 mm	grau	20/1000
PP2991	Kanüle 0,34 x 90 mm, 29 G x 3 1/2" mit Führungskanüle 0,8 x 38 mm	rot	20/1000